



INFORMACIÓN PARA
USUARIOS DE
FreeStyle Libre

Recomendaciones para la aplicación del sensor

Los sensores se adhieren mejor cuando lavas, limpias y secas la piel antes de su aplicación

1. LAVAR

Usa solo **productos no hidratantes, jabones sin perfume** para lavar la zona donde vas a aplicar el sensor

2. LIMPIAR

Usa una toallita con alcohol para **limpiar la zona y deja que la piel se seque al aire**

3. SECAR

Deja que tu piel se seque completamente antes de aplicar el sensor. Esto es especialmente importante si planeas aplicar el sensor después de la ducha o natación



ANTES DE APLICAR EL SENSOR:

- Asegúrate de escoger una zona aprobada para su aplicación - en la parte posterior del brazo
- No uses loción o crema corporal en la zona donde vayas a aplicar el sensor ya que pueden dejar residuos aceitosos en tu piel
- Afeita el exceso de vello del brazo ya que puede quedar atrapado entre el adhesivo del sensor y la piel



Ayuda extra para pegar el sensor con estos productos¹

TORBOT SKIN TAC BARRERA PROTECTORA

torbot.com

Una barrera de la piel hipo alergénico y libre de látex

SKIN-PREP PROTECTOR CUTÁNEO

smith-nephew.com

Crea una película protectora que prepara la piel para una mejor adherencia

TEGADERM I.V.

3m.com

Apósito transparente de fijación avanzada

MASTISOL LÍQUIDO AHESIVO

eloquesthealthcare.com

Adhesivo líquido transparente, no irritante y no soluble que asegura la adhesión



BANDA PROTECTORA

Un adhesivo de calidad médica; vendaje o un apósito. Si se usa, debe ponerse en el momento de aplicación del sensor. Es importante que solo lo quites cuando el sensor está terminado ya que puede soltarse al despegarlo. Asegúrate de dejar una abertura u orificio en el centro del sensor descubierto para que pueda respirar.

Consejos para mantener el sensor en su lugar



TENER CUIDADO

Ten cuidado de no enganchar tu sensor con una puerta, puerta del coche, cinturón de seguridad o bordes de muebles



SECAR

Después de ducharte o nadar, toma medidas extra al secarte, para evitar enganchar o arrancar tu sensor



VESTIMENTA

Intenta darle espacio a tu sensor para que respire usando ropa holgada y material ligero



DEPORTES DE CONTACTO Y EJERCICIO PESADO

Asegúrate de elegir un sitio en la parte posterior del brazo que minimice el riesgo de caída, considera usar un vendaje y/o cualquiera de los artículos de la página anterior



VETE DESPACIO

Al vestirse o desvestirse, ten cuidado de no enganchar tu ropa interior con el sensor



MANOS FUERA

Intenta no jugar, tirar o tocar el sensor mientras lo llevas puesto



life. to the fullest.®

Abbott